

Produktinformation

Flexineb E3 Inhalator MAXI blau

Art-Nr.: FL-304



1.050,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

🚫 Artikel kurzfristig ausverkauft, aber im Zulauf!

Flexineb E3 von Nortev™ in der Standardfarbe Blau – Die nächste intelligente Generation des erfolgreichen Inhalators für Pferde, der komplett auf externe Schläuche, Generatoren und Geräuscentwicklung verzichtet.

Die voll flexible Maske passt sich gut dem Pferdekopf an. Das Geräusch der Verneblereinheit ist praktisch nicht zu hören und ist daher gerade für geräuschempfindliche Pferde ideal.

Tierärzte, Tierheilpraktiker und Studenten der Tiermedizin erhalten Sonderkonditionen. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich vor der Bestellung an. Weitere spezielle Berufsgruppen auf Anfrage.

Lieferumfang

Das Paket enthält:

- Maxi Maske in Blau
-

Produktinformation

- Transportbox
- E3 Steuerungseinheit inkl. Akku
- E3 Standard Vernebler x2
- E3 Verbindungskabel
- Erweiterungseinheit (+20ml)
- MDI-Adapter für Pumpsprays
- Netzteil inkl. Adapter Typ A, Typ B, Typ C, Typ I
- Frosch Küchen Hygiene Reiniger 300ml
- Destilliertes Wasser 500ml
- Kochsalzlösung 0,9% 500ml

Material & Pflege

Materialien

Maskenkörper: Thermoplastische Elastomere

Vernebler: Polycarbonat

Transportbox: Polypropylen

Netzteil: Acrylnitril-Butadien-Styrol

MDI Adapter: Silikon

Einlassventil: Polycarbonat & Silikonventil

Erweiterungseinheit: Polycarbonat

Auslassventil: Polycarbonat & Silikonventil

Batterie: Li-Ion

Aerosolkammer: Polycarbonat

Materialpflege

Vernebler

Dreimal mit dem Frosch Reiniger in den Vernebler sprühen, kurz einwirken lassen, Deckel schließen und kurz schütteln, mit destilliertem Wasser ausschwenken bis alle Rückstände entfernt sind, mit destilliertem Wasser ca. 10 Sek. vernebeln, den Deckel geöffnet lassen bis der Vernebler trocken ist

Maskenkörper & Aerosolkammer

Mit einem feuchten Tuch auswischen, ggf. ohne die Ventile in der Spülmaschine auf Schonwäsche (nicht über 35°C) reinigen

Produktinformation

Ein- und Auslassventil

Mit einem feuchten Tuch oder unter laufendem, lauwarmen Wasser reinigen

Elektronische Teile

Alle elektronischen Teile müssen trocken gelagert werden

Gewicht & Innerer Maskenumfang

Innerer Maskenumfang

57-65 cm

Gewicht

Vernebler: 39g

Verbindungskabel: 17g

Haltegurt Klemmschließe: 72g

Einlassventil: 21g

Erweiterungseinheit: 16g

MDI Adapter: 10g

Frosch Reiniger: 337g

Steuerungseinheit inkl. Batterie: 255g

Auslassventil: 26g

Ladegerät inkl. Adapter: 151g

Aerosolkammer inkl. Einlassventil: 202g

Maske Medi/Maxi: 510g

NaCl: 559g

Destilliertes Wasser: 559g

Batterie: 95g

Produktinformation

Transportbox: 1493g

Technische Informationen

Vernebler

Größe der Aerosolpartikel

Partikel unter 5 µm

Volumen des Verneblers

Der Vernebler fasst 10 ml Flüssigkeit, kann aber anhand der mitgelieferten Erweiterungseinheit auf gesamt 30 ml erhöht werden

Batterie

Batterietyp

7,4 V Aufladbare Lithium-Ion-Batterie

Betriebsdauer

Ca. 6h bei voller Ladung

Ladezeit

Ca. 4h

Ladekabel

Eingang

100-240 V / 50/60 Hz / 0,5 A max.

Ausgang

9,0 V / 1,33A / 11,97 W

Adapter

Typ A, Typ B, Typ C, Typ I

Stecker-Typ

DC-Stecker

Verschleiß

Produktinformation

Vernebler

Vernebler sind Verschleißteile, die in der Regel ca. 120 Anwendungen halten, immer bezogen auf 10 ml Kochsalzlösung. Bei Benutzung mit Medikamenten kann der Verschleiß früher eintreten; ein Verschleiß kann sich durch ein Loch in der Membran, einer Störmeldung, langsame Verneblung oder gar keine Verneblung äußern.

Ventilgummis

Die Ventilgummis der Ein- und Auslassventile können sich nach der Zeit verziehen und müssen dann ausgetauscht werden.

Bedienungsanleitung

Hier geht es zu der Flexineb E3 Bedienungsanleitung

Garantie

Welche Garantie bietet das Flexineb®-System?

- Maske: (inklusive Aerosolkammer, aber ohne Eintritts- und Austrittsventilgummi): 12 Monate
- Ventile: sind als Verschleißteile von der Garantie ausgenommen
- Bedienungselement/Steuerungsgerät und Kabel: 12 Monate
- Akkubatterie: 6 Monate
- Netzteil: 12 Monate
- Vernebler: Im Grundsatz als Verschleißteil von der Garantie ausgenommen

Durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufene Schäden fallen nicht unter den Garantieschutz. Im Fall von Manipulationen Dritter am Gerät, öffnen des Controllers oder Ähnliches erlischt der Herstellergarantieschutz.

Gleiches gilt für an- oder abgerissene Kabel (dieses kam bisher ausschließlich vor, wenn beim Abziehen des Kabels vom Steuerungsgerät oder dem Vernebler nicht an der Hülse "gezogen" wurde, sondern am Kabel selber).

Desweiteren liegt kein Garantiefall vor, wenn die Haltelaschen an der Maske ab- oder angerissen sind. Die Maske wird in einem Stück gegossen. Es gibt daher keine "Nähte" oder sonstigen Stellen, an welchen die Maske in diesem Bereich reißen kann. Die Laschen halten einer Zugkraft von 65kg Stand. D.h. nur dann, wenn die Maske hängen bleibt oder man diese festgehalten hat, während das Pferd zurückgewichen ist (alles Beispiele aus Kundendarstellungen), können diese Laschen reißen. Wir bitten um Verständnis.

verfügbare Optionen

Personalisierung

Produktinformation

Mit Personalisierung (+24,95EUR)

Ohne Personalisierung

Farbwahl

blau

gold

grün

pink

silber

Schriftwahl

Schriftart 1

Schriftart 2

Schriftart 3

Schriftart 4

Schriftart 5

Name, max. 20 Zeichen inkl. Leerzeichen

Ihr Name
